

自我檢測用新型冠狀病毒快速抗原檢測

簡介

自我檢測用新型冠狀病毒快速抗原檢測

原則

- 特區政府將大量採購新型冠狀病毒快速抗原檢測
- 作為核酸檢測的補充加強措施



- 可自行在家中或工作場所檢測新冠病毒
- 減少人員流動、降低社區傳播風險，以及減輕醫療服務的負荷
- 約15分鐘有結果，可用於急切的檢測需要



- 敏感性低
- 有較高假陽性概率

應用快速抗原檢測的特定人員

常態化抗疫期間

- 接觸從澳門以外地區入口貨物的工作人員
 - 超市理貨人員
 - 派遞及配送人員
 - 網購代收店人員
 - 口岸處理貨物人員
 - 冷鏈從業人員
- 不登岸的船員
- 院舍工作人員
- 監獄人員
- 醫務人員
- 閉環管理人士
- 偷渡、非法逗留人士

分區分級疫情防控期間

- 在家居隔離的人士
-

嚴重社區傳播期間

- 一般市民
- 酒店醫學觀察人士

快速抗原檢測的收費



- 特定人員：由政府免費提供
- 一般市民、非政府醫療機構：自行從私人市場購買

快速抗原檢測操作步驟及注意事項

新型冠狀病毒快速抗原檢測操作步驟

■ 檢測前，我們需要清潔雙手及枱面



1 檢查檢測套裝的包裝是否完整，有沒有破損，再檢查有效日期。取出說明書，閱讀操作步驟。

2 打開包裝，取出包裝內的
① 採樣拭子 ② 檢測溶液 ③ 檢測棒

3 打開檢測溶液上蓋，將溶液瓶放置於檢測盒提供的位置上，注意避免打翻。

4 頭部稍微向後傾，將採樣拭子插入鼻孔約2至3厘米，分別沿著兩邊鼻孔內壁摩擦及旋轉至少5次，過程中手部**避免接觸**到拭子的棉簽頭。

5 將採樣拭子棉簽頭浸入檢測溶液，輕輕擠壓溶液瓶底部兩側，同時旋轉拭子數次，充分浸泡約1分鐘。

6 取出採樣拭子，蓋上瓶蓋，在檢測棒的樣品孔內，慢慢滴入兩滴檢測溶液。

7 等候讀取結果時間一般需要10至15分鐘，**過早或超過**指定時間，結果視為**無效**。

8 不同品牌檢測套件的判讀結果可能有所不同，一般的情況：
■ **陰性** 只出現控制線 C；
■ **陽性** 同時出現控制線 C 和檢測線 T 兩條線；
■ **無效** 沒有控制線 C。

9 用手機拍攝檢測棒上的結果，保存在手機內，或可記下檢測的日期和結果，需要時向醫護人員出示。

10 將使用過的檢測套件放入膠袋內，密封後妥善棄置。如枱面受污染，應以70%酒精進行清潔消毒，最後清潔雙手。

■ **快速抗原檢測的敏感度較低，在病毒量較高時才能檢測到陽性，也可能出現假陽性，故只為輔助檢測，不能取代核酸檢測。**

■ **若快速抗原檢測結果為陽性，應儘快按照當局指引接受核酸檢測。**

*註：請參照個別品牌使用說明書

新型冠狀病毒感染應變協調中心

新型冠狀病毒快速抗原檢測使用注意事項

- 1 快速抗原檢測的敏感度較低，在病毒量較高時才能檢測到陽性，也可能出現假陽性。
- 2 快速抗原檢測操作流程簡單，可以自行檢測，兒童建議由家長協助使用。
- 3 收到檢測套裝，須檢查包裝是否完整，有沒有破損，再檢查有效日期。檢測前，須閱讀套裝內的說明書並按操作程序進行檢測。如採樣方式不正確，可能會出現假陰性或無效結果。
- 4 檢測前，清潔雙手及枱面。儘量選擇一個乾淨、通風和光線充足的地方進行檢測。
- 5 檢測後，將使用過的檢測套件放入膠袋內，密封後妥善棄置。如枱面受污染，應以70%酒精或酒精紙進行清潔消毒，最後清潔雙手。
- 6 若快速抗原檢測結果呈陽性，應儘快召喚消防救護車（電話：119, 120 或 2857 2222）前往仁伯爵綜合醫院做核酸檢測，以確認是否真正陽性並安排後續的醫療跟進。

新型冠狀病毒感染應變協調中心